

# MEDICAL RUNNER REHAB

 Medical Technology



**Medical Technology s.r.l.**

Via Gargano 34, 000141 Roma  
P.Iva 17458581000

[www.medicaltechnologysrl.com](http://www.medicaltechnologysrl.com)

COMPUTER REQUISITI MINIMI CONSIGLIATI	
PROCESSORE	INTEL CORE I5
RAM	8GB
HARD DISK	1TB
SCHEDA VIDEO	DEDICATA NVIDIA
RISOLUZIONE VIDEO	1920 X 1080
SISTEMA OPERATIVO	WINDOWS 10/11 PRO 64Bit
SCHEDA TECNICA PIATTAFORMA SENSORI	
Sensore resistivo	16 sensori x Cm <sup>2</sup>
Alimentazione	15 Vcc
Assorbimento (mA)	50
Risoluzione XY	1,5 DPI
Risoluzione Z	8 Bit
Frequenza di acquisizione	5/600 Hz selezionabile
Tipo di interfaccia	USB 2.0
Dimensione area sensorizzata	1200 x 400
Durata dei sensori	1.000.000 di cicli
Calibrazione	10 Bit Automatica
Pressione massima	150N/Cm <sup>2</sup>
Temperatura di lavoro	0°C – 55°C
Certificazione del prodotto	CE

# MEDICAL RUNNER REHAB



SCHEMA TECNICA TAPIS ROULANT	
Alimentazione	220v
Motore	3,75/6,5 HP – Garanzia 5 Anni
Velocità	1,0 – 22 Km/h con incremento 0,1 Km/h
Inclinazione	Elettrica 12% su 12 Livelli
Piano Di corsa	600 x 1600 mm spessore nastro 2,5
Programmi	1 Libero, 5 preimpostati, 2 HRC target, distanza, calorie.
<b>Peso massimo utilizzatore</b>	170 Kg
Sistema di ammortizzazione	Piano di corsa su 6 elastomeri con sistema di assorbimento HAC
Tavola	Spessore 40 mm con rivestimento Phenolic e tecnologia FLEX DEX
Diametro dei rulli	Anteriore 80 mm Posteriore 80 mm
Peso	130 Kg
Dimensioni aperto	2400 x 950 x 1600 mm
Dimensioni Chiuso	Non richiudibile
Struttura	Garanzia a vita, pre assemblato 80%, nr.4 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato	150 Kg
Dimensioni imballo	2800 x 1100 x 1800
Certificazioni	CE – ROHS – EN957



**Medical Technology s.r.l.**

Via Gargano 34, 000141 Roma

P.Iva 17458581000

[www.medicaltechnologysrl.com](http://www.medicaltechnologysrl.com)